

# VITA ADIVA® IA-CEM

Ultraopake Befestigungslösung für die Implantatversorgung



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand 10.19

VITA – perfect match.

**VITA**

## Produktbeschreibung

- Was?**
- VITA ADIVA IA-CEM ist ein ultraopakes, stark maskierendes, dualhärtendes Befestigungskomposit insbesondere für die Implantatprothetik.
- Wofür?**
- Es dient der definitiven, adhäsiven Befestigung von (Abutment-) Kronen und Mesostrukturen auf Titanklebebasen, individuellen Titan- und Zirkondioxidabutments sowie Kronen auf verfärbten Zahnstümpfen.
- Womit?**
- Zum Befestigungskomposit gibt es materialspezifisch abgestimmte Haftvermittler für einen beständigen Verbund zwischen Restauration und Abutment.

## PRODUKTVORTEILE

### Zuverlässige Maskierung

- Verlässliche Maskierung von Titanabutments dank ultraopakem, zahnfarbenem Befestigungskomposit.

### Breites Einsatzspektrum

- Als einziges ultraopakes Befestigungskomposit für den intra- und extraoralen Einsatz geeignet.

### Sicherer Haftverbund

- Beständiger Verbund dank hoher Haftwerte zu Titan und (hybrid-) keramischen Restaurationsmaterialien.

### Wirtschaftliche Befestigung

- Um circa 30 % geringerer Materialverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Mischkanülen dank Automix-Spritze mit verkürzter Kanüle\*.

### Zeiteffiziente Versorgung

- Das Befestigungsmaterial ermöglicht eine zeiteffiziente Versorgung, da es extraoral bereits nach 7 Minuten und intraoral nach 4 Minuten vollständig selbst aushärtet.

## PRODUKTEINSATZ

- VITA ADIVA IA-CEM ist universell und zuverlässig für Restaurationen aus Feldspat-, Glas- und Hybridkeramik, Zirkondioxid und Komposit einsetzbar.



### VITA ADIVA® IA-CEM SET Art.-Nr. FAIACEMSET

| Bezeichnung   | Füllmenge | Darreichungsform                | Art.-Nr.*** |
|---|-----------|---------------------------------|-------------|
| VITA ADIVA IA-CEM, Farbe: Ultra opaque  | 5 ml      | Spritze + 15 T-Mixer 1:1, braun | FAIACEMU05  |
| VITA ADIVA CERA-ETCH  | 6 ml      | Flasche                         | FACE6       |
| VITA ADIVA C-PRIME  | 5 ml      | Flasche                         | FACP5       |
| VITA ADIVA ZR-PRIME   | 5 ml      | Flasche                         | FAZRP5      |
| VITA ADIVA IA-CEM ACCESSORIES: VITA ADIVA T-Mixer, VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays |           |                                 |             |

### VITA ADIVA® IA-CEM ACCESSORIES

| Bezeichnung             | Einheiten | Art.-Nr.*** |
|-------------------------|-----------|-------------|
| VITA ADIVA T-Mixer 1:1  | 15 Stück  | FATM11      |
| VITA ADIVA Microbrush   | 25 Stück  | FAMB25      |
| VITA ADIVA Mixing-Trays | 25 Stück  | FAAT25      |

\*) Quelle: T-Mixer Themenblatt, Sulzer Mixpac AG, Haag, Schweiz

\*\*) Konditionierung des Titanabutments mit Monobond® Plus. Monobond® Plus ist eine eingetragene Marke der Firma Ivoclar Vivadent AG, FL-Schaan.

\*\*\*) Sämtliche VITA ADIVA-Komponenten sind über benannte Art.-Nrn. einzeln (nach-) bestellbar.

**VITA**